

IT INDICAZIONI E PRECAUZIONI PER L'IMPIANTO DI UNA PROTESI D'ANCA Pre-Dicate

Note generali

È bene che il medico informi il paziente sul processo decisionale che porta all'indicazione di un intervento di arthroplastesi e che lo informi anche circa le indicazioni, le controindicazioni e l'eventuale possibile insorgenza di complicanze postoperatorie. Il medico deve anche informare il paziente circa il metodo operativo scelto ed il risultato funzionale ed estetico che si vorrebbe ottenere.

Accoppiabilità tra lo stelo e la testa

L'accoppiamento va effettuato esclusivamente tra steli e teste con concilia 12/14 mm.

Accoppiabilità tra il coltello, l'inserto e la testa

Gli inserti in polietilene del sistema LINCOTEK BOLOGNA possono essere accoppiati con teste articolari in bicromatica e in metallo LINCOTEK BOLOGNA, in diametro corrispondente (es. coltello/inserto con cavità sferica 28 mm con testa di diametro esterno 28 mm) e realizzate nel rispetto di quanto previsto nella norma ISO 7206/2.

La corretta indicazione clinica, l'accorta pianificazione dell'intervento chirurgico e la sua migliore realizzazione sono i fattori che maggiormente contribuiscono al successo del trattamento.

Product handling

Sterile products must be stored in their protective packaging at room temperature. A careful visual inspection of the device should be made before use to check against any damage. Ceramic products believed to have suffered an impact (accidental fall, for instance) must never be used.

Le coppie del sistema LINCOTEK BOLOGNA MS si accoppiano con le viti da spongiosa del sistema LINCOTEK BOLOGNA.

In presenza di polveri abrasive si consiglia di lavare abbondantemente con soluzione fisiologica la sede operatoria e di aspirare la stessa. Poco inoltre la massima attenzione all'accoppiamento testa-INSERTO per evitare l'insorgenza di patologie dovute all'usura dei materiali ed informare il paziente degli eventuali rischi d'ostacolizzazione derivanti dall'intervento di revisione. Non revisionare mai una soluzione articolare a seguito di frattura di un componente ceramico con una materialverschleiß, ma utilizzare l'accoppiamento ceramica/polietilene. Non sostituire mai una testa in ceramica con un'altra testa in ceramica, se non con apposite teste in ceramica progettate per interventi di sostituzione di testa in ceramica.

Sterilization

It is taken by the manufacturer to ensure the maximum safety of use and the best surgical outcome of its implants. The sterilization must be just as diligent in handling the prostheses and in implanting them so as to guarantee a successful outcome, taking care to also comply with the recommendations for ensuring the necessary aseptic conditions. It is fundamental to respect the following rules:

Componenti acetabulari modulari

Le indicazioni sull'accoppiabilità sono presenti all'interno della confezione e sull'etichetta.

LINCOTEK BOLOGNA non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si vogliono effettuare accoppiamenti diversi da quelli esplicitamente indicati dalla fabbricante.

Simbologia:

LOT	DATA DI SCADENZA	MUNICO
▲ Leggere le istruzioni per l'uso	REF Codice Articolo	STERILE EO
Prodotto sterilizzato per mezzo di Ossido di Etilene	Prodotto sterilizzato per irraggiamento	

Special instructions for use

- Implant surfaces must not be damaged. It is strictly forbidden to use damaged implants, or implants that may have accidentally fallen or that have already been used or removed during the operation. Coated implants that are stained with blood or smeared by secretory matter must never be re-used.
- Never exert excess force and avoid using metal hammers to fit bioceramic heads into place. Simply tap gently with a plastic hammer. Make sure that outer and inner cone surfaces are perfectly clean and dry.
- If after fixing to the stem cone, the spherical bioceramic head needs to be removed, it can no longer be used.

Fixing of the head risks being inadequate if a damaged cone is used as abrasion may be caused between the prosthesis and the sphere.

What to do in case of a broken spherical ceramic head:

- Proceed as follows, if a ceramic head breaks: carefully remove all ceramic fragments. The polyethylene cotyloid cavity will have to be replaced, even if in good condition. In fact, minute ceramic fragments undetectable to the naked eye may increase wear of the various parts.

Rischi associati al riutilizzo di un dispositivo MONOUSO

- eliminazione della regione operativa;
- lesioni acute ed infezioni tardive della regione operativa;
- modificazioni funzionali temporanee o persistenti di nervi del distretto anatomico interessato;
- tromboflebita venosa, embolia polmonare, arresto cardiaco;
- modifica della posizione e/o mobilitazione dell'implantato;
- lussazione articolare;
- accorciamento o allungamento dell'arto interessato;
- fratture patologiche dell'osso causate da modificazioni del carico;
- reazioni allergiche o metallosi delle regioni limitrofe all'implantato;
- ossificazioni periarticolari.

Contraindicationi:

- ematoma della regione operata;
- lesioni acute ed infezioni tardive della regione operativa;
- modificazioni funzionali temporanee o persistenti di nervi del distretto anatomico interessato;
- tromboflebita venosa, embolia polmonare, arresto cardiaco;
- modifica della posizione e/o mobilitazione dell'implantato;
- lussazione articolare;
- accorciamento o allungamento dell'arto interessato;
- fratture patologiche dell'osso causate da modificazioni del carico;
- reazioni allergiche o metallosi delle regioni limitrofe all'implantato;
- ossificazioni periarticolari.

EN Pre-Dicate-HIP IMPLANT SYSTEM – RECOMMENDATIONS AND PRECAUTIONS

General remarks

It is advisable that the patient is fully informed by the surgeon of the reasons supporting a hip joint prosthesis implant, its advantages as well as of its contraindications and possible post-op complications.

Coupling of femoral cup/cotyloid insert with head

LINCOTEK BOLOGNA bicromatica femoral inserts can be coupled with LINCOTEK BOLOGNA bioceramic and metal joint heads of matching diameter (example: a cup/insert with a spherical cavity of 28 mm with a 28-mm external diameter head) made according to ISO 7206/2 Standards.

Complications:

- ematoma della regione operata;
- lesioni acute ed infezioni tardive della regione operativa;
- modificazioni funzionali temporanee o persistenti di nervi del distretto anatomico interessato;
- tromboflebita venosa, embolia polmonare, arresto cardiaco;
- modifica della posizione e/o mobilitazione dell'implantato;
- lussazione articolare;
- accorciamento o allungamento dell'arto interessato;
- fratture patologiche dell'osso causate da modificazioni del carico;
- reazioni allergiche o metallosi delle regioni limitrofe all'implantato;
- ossificazioni periarticolari.

Manipolazione del prodotto:

I prodotti sterili devono essere conservati con il loro imbalo protettivo a temperatura ambiente.

Prima dell'impiego esaminare visivamente l'implanto per verificare l'esistenza di danneggiamenti. I componenti in ceramica non possono essere utilizzati se si sospetta abbaglio subito uteri (es.: caduta accidentale per terra).

Stabilizzazione:

Il fabricante pone la più grande cura nella produzione degli impianti per garantire la massima sicurezza d'uso e la migliore qualità del risultato operatorio.

E' altresì compito degli operatori che maneggiano il materiale porre la massima attenzione per contribuire, per quanto di loro competenza, al raggiungimento del risultato, rispettando le raccomandazioni estetiche necessarie.

Symbols

LOT	EXPIRY DATE	DO NOT REUSE
▲ See instructions for use	REF Reference number	STERILE EO
Product sterilised by ethylene oxide		Product sterilised by radiation

Indicazioni

- Extensive primary and secondary destruction of the joint to the extent that the functional efficiency of the locomotive apparatus is reduced;
- Severe pathological condition affecting the articulation caused by degenerative and metabolic arthritis;
- Severe instability in the ligament area that cannot be remedied;
- Fracture of the bone or cartilage;
- Post-surgical conditions after previous operations with or without consequent use of a prosthesis;

Contraindicationi

- E' importante che le superfici degli impianti non siano danneggiate. Non utilizzare in nessun caso impianti danneggiati, caduti accidentalmente, usati o rimossi durante l'intervento. In particolare, non devono essere rifiutati in alcun caso gli impianti di metallohammert. Ilesmatis umbratim si possano usare con i mezzi da 28 mm di diametro esterno, sempre con la stessa attenzione alle criticità del collegamento del rame;
- Lesioni gravate da ferite acute o croniche;
- Alterazioni funzionali temporanee o persistenti di nervi della zona anatomica interessata;
- Tromboflebita venosa, embolia polmonare, arresto cardiaco;
- Cambiamenti di posizione e/o mobilitazione dell'implantato;
- Lussazione articolare;
- Accorciamento o allungamento dell'arto interessato;
- Fratture patologiche dell'osso causate da modificazioni del carico;
- Reazioni allergiche o metallosi delle regioni limitrofe all'implantato;
- Ossificazioni periarticolari.

Particolari istruzioni per l'utilizzo:

- È importante che le superfici degli impianti non siano danneggiate. Non utilizzare in nessun caso impianti danneggiati, caduti accidentalmente, usati o rimossi durante l'intervento. In particolare, non devono essere rifiutati in alcun caso gli impianti di metallohammert. Ilesmatis umbratim si possano usare con i mezzi da 28 mm di diametro esterno, sempre con la stessa attenzione alle criticità del collegamento del rame;

- Lesioni gravate da ferite acute o croniche;

- Alterazioni funzionali temporanee o persistenti di nervi della zona anatomica interessata;

- Tromboflebita venosa, embolia polmonare, arresto cardiaco;

- Cambiamenti di posizione e/o mobilitazione dell'implantato;

- Lussazione articolare;

- Accorciamento o allungamento dell'arto interessato;

- Fratture patologiche dell'osso causate da modificazioni del carico;

- Reazioni allergiche o metallosi delle regioni limitrofe all'implantato;

- Ossificazioni periarticolari.

Pre-Dicate IMPLANTATE – EMPFEHLUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Indicazioni

- Extensive primary and secondary destruction of the joint to the extent that the functional efficiency of the locomotive apparatus is reduced;
- Severe pathological condition affecting the articulation caused by degenerative and metabolic arthritis;
- Severe instability in the ligament area that cannot be remedied;

LINCOTEK BOLOGNA, does not assume any responsibility for any consequences deriving from any reuse of SINGLE USE devices. The manufacturer alerts the end-user of the following risks associated with re-use of SINGLE USE devices:

- Cross-Infection transmission;
- Mechanical / Dimensional features damages as a consequence of first use, no warranty of mechanical / dimensional conformity maintenance;

Contraindicationen

- On-going inflammatory process in the periaricular region;
- Severe loss of bone tissue such as to inhibit a primary stabilisation of the prosthesis;
- Degenerative changes in the patient's neurological condition;
- Severe instability in the ligament area that cannot be remedied;

Allgemeine Hinweise

Es ist ratsam, dass der Patient vom Chirurgen umfasst über die Gründe, die für die Implantation einer Hüftgelenkprothese sprechen, sowie über deren Vorteile, Kontraindikationen und mögliche Komplikationen nach der Operation informiert wird. Der Patient sollte auch über das Art der Eingriffsergebnisse und das zu erwartende Ergebnis im Hinblick auf Funktion und Ästhetik informiert werden.

Relative Contraindications

- Erschöpfende Gelenkrötungen, welche die Fixierung des Kopfes unzureichend ist, da es zu Abriebe zwischen dem Konsens des Prothesenschalls und dem Kugelkopf kommt kann.

Operezioni in caso di rotura di una testa femorica in bicromatica:

Bei einem Bruch eines kugelförmigen Keramikkopfes wie folgt vorgehen: Alle Keramikfragmente vorsichtig entfernen. Die Keramikkohle aus Polyethylen muss ersetzt werden, auch wenn sie anfangs etwas zerstört ist. Winzige Keramikfragmente, die mit bloßem Auge nicht zu erkennen sind, können den Verschleiß der verschiedenen Teile erhöhen. Sonstige allgemeine Hinweise:

- Eine sorgfältige präoperative Planung und die Anwendung einer möglichst schonenden Operationstechnik sind unabdingbar, um das Risiko von Knochenbrüchen zu vermeiden, die insbesondere beim Abschaben des Oberschenkelknochens mit Fellen oder der Verbreiterung für das Implantat oder beim Einsetzen des Implants auftreten können.

Relative Contraindications

- Adiposity;
- Lacking or foreseeable not assured compliance;
- Foreseeable overload/overstressing of the joint prosthesis;
- Osteoporosis;

Relative Contraindicationen

- Adiposity;
- Lacking or foreseeable not assured compliance;
- Foreseeable overload/overstressing of the joint prosthesis;
- Osteoporosis;

Arthroskopische Operationsmethode:

- Andere Arthroskopie-Operationen, welche die korrekte Positionierung der Prothesenkopf nicht ermöglichen;

Arthroskopische Operationsmethode:

- Andere Arthroskopie-Operationen, welche die korrekte Positionierung der Prothesenkopf nicht ermöglichen;

HÉ THỐNG CÁY GHÉP Pre-Dicate - KHUYẾN CÁO VÀ THẬM TRỌNG

DE INDICAZIONI E PRECAUZIONI PER L'IMPIANTO DI UNA PROTESI D'ANCA Pre-Dicate

EN Pre-Dicate-HIP IMPLANT SYSTEM – RECOMMENDATIONS AND PRECAUTIONS

DE Pre-Dicate IMPLANTATE – EMPFEHLUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN

EL ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΙΟΥ PREDICATE – ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ

ES SISTEMA DE IMPLANTES Pre-Dicate – RECOMENDACIONES Y PRECAUCIONES

FR SYSTÈME D'IMPLANT Pre-Dicate – RECOMMANDATIONS ET PRÉCAUTIONS

PL SISTEME IMPLANTÓW PREDICATE-HIP - ZALECENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

PT SISTEMA DE IMPLANTES PREDICATE - RECOMENDAÇÕES E PRECAUÇÕES

AR التوصيات والاحتياطات – تصريحات حفظ زرعية

VN HỆ THỐNG CÁY GHÉP Pre-Dicate - KHUYẾN CÁO VÀ THẬM TRỌNG

